

ThaMa 263

New

Multipurpose fixed dosage automatic all metal swine syringe with vial holder

To be used with the original vaccine bottle or a feeding bottle.

3 different pistons measured at: 0.5cc, 1.0cc, 2.0cc.

Jeringa multiusos de dosis fija totalmente metálica. Automática para cerdos y lechones con soporte para frasco

Para usar con la botella de vacuna original o de una botella de alimentación.

3 diferentes medidas de piston para cada jeringa: 0,5cc, 1,0cc & 2,0cc.



ThaMa 223

New

Multipurpose fixed dosage automatic all metal swine syringe with vial holder

To be used with the original vaccine bottle or a feeding bottle.

Different piston for every measure: 0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc.

Jeringa multiusos de dosis fija totalmente metálica. Automática para cerdos y lechones con soporte para frasco

Para usar con la botella de vacuna original o de una botella de alimentación.

Diferentes pistones para cada medida: 0,1cc, 0,2cc, 0,25cc, 0,3cc, 0,5cc.



ThaMa 215

The typical livestock syringe

Adjustable capacity ranges; 1.0cc to 5.0cc.



Jeringa típica de ganado

Capacidad ajustable; 1,0cc a 5,0cc.

ThaMa 215A

Multipurpose automatic syringe for cattle and livestock with vial holder

To be used with the original vaccine bottle or a feeding bottle.

Adjustable capacity range: 1.0cc to 5.0cc.



Jeringa multiusos automática para de ganado con soporte para frasco

Para usar con la botella de vacuna original o de una botella de alimentación.

Capacidad ajustable: 1,0cc a 5,0cc

ThaMa 253

New

Multipurpose double barrel automatic swine syringe all metal fixed dosage with vial holder

To be used with the original vaccine bottle or a feeding bottle.

3 different pistons measured at: 0.5cc, 1.0cc, 2.0cc.

Doble automática totalmente metálica multiusos para cerdos y lechones jeringa de dosis fija con soporte para frasco

Para usar con la botella de vacuna original o de una botella de alimentación.

3 diferentes medidas de piston para cada jeringa: 0,5cc, 1,0cc & 2,0cc.



ThaMa 213

Multipurpose automatic swine syringe and vial holder

To be used with the original vaccine bottle or a feeding bottle.

Adjustable capacity range: 0.2cc to 2.0cc

Jeringa multiusos automática para cerdos y lechones con soporte para frasco

Para usar con la botella de vacuna original o de una botella de alimentación.

Capacidad ajustable: 0,2cc a 2,0cc



ThaMaVet
Vet Syringes

ThaMaVet
Vet Syringes

By: E. Nechmad Ltd.



e-mail: info@thama-vet.com

www.thama-vet.com

www.thama-vet.com

By: E. Nechmad Ltd.

Professional Vet Syringes

ThaMa 220

All metal automatic poultry fixed dosage syringe
The piston slides smoothly along the metal cylinder.
Different piston for every measure:
0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc.

Jeringas automáticas y totalmente metálicas.

El pistón se desliza suavemente a través del cilindro metálico.
Diferentes pistones para cada medida:
0,1cc, 0,2cc, 0,25cc, 0,3cc, 0,5cc.



ThaMa 222

Double barrel automatic poultry syringe with two different dosages
Unique all-metal fixed dosage syringe.
Five different piston measures for each syringe:
0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc.



Jeringas automáticas para aves de doble barril con dos dosis diferentes

Jeringa de dosis fija única totalmente metálica.
Cinco diferentes medidas de pistón para cada jeringa: 0,1 cc, 0,2cc, 0,25cc, 0,3cc, 0,5cc.

Special bridge:
2 needles to 1.



Puente especial:
2 agujas a 1.

ThaMa 205

The typical and classic syringe for poultry and other small animals.
Easily adjustable with glass barrel

La jeringa típica y clásica para el mundo avícola y otros animales pequeños fácilmente ajustable con el barril de cristal

ThaMa 205

Adjustable capacity range
0.1cc to 0.5cc


Capacidad ajustable de
0,1cc a 0,5cc.



ThaMa 210

Adjustable capacity range
0.1cc to 1.0cc


Capacidad ajustable de
0,1cc a 1,0cc.



ThaMa 240

Adjustable capacity range
0.2cc to 2.0cc

Capacidad ajustable de
0,2cc a 2,0cc.




ThaMa 240

Two Needles Pox Vaccinator

The new generation of the pox vaccinator
Better action and better imbibitions of the vaccine in the chicken.
5.0cc Capacity.

The Automatic Pox Vaccinator with two needles enables you to perform the Fowl Pox Vaccination in one shot by one man. It prevents hand scratches with maximum success.



Vacunadora de viruela de dos agujas

La nueva generación de jeringa vacunadora para viruela. Mejor acción y mejor inhibición de la vacuna en el pollo.
5,0cc de capacidad

jeringa automática, vacunadora para viruela con dos agujas permite a una sola persona realizar la vacunación contra la viruela aviar con un solo disparo. Evita arañazos en la mano con mucho éxito.


Pox Vaccinator

1cc or 2cc

- No hand scratches
- No vaccine wastage
- Exact measures for every chicken

Vacunador de viruela
1cc or 2cc

- Sin arañazos en las manos
- Sin que se pierda vacuna
- Medidas exactas para cada ave



ThaMa 262

Automatic all metal, fix dosage syringe
Unique fixed dosage syringe.
3 different pistons measures for each syringe:
0.5cc, 1.0cc, 2.0cc.

Jeringa totalmente metálica dosis fija

Jeringa de dosis fija única.
3 diferentes medidas de pistón para cada jeringa: 0,5 cc, 1,0 cc, 2,0 cc.



ThaMa 252

Automatic all metal double syringe
Unique fixed dosage syringe.
3 different piston measures for each syringe:
0.5cc, 1.0cc, 2.0cc.

Jeringa doble totalmente metálica

Jeringa de dosis fija única
3 diferentes medidas de pistón para cada jeringa: 0,5cc, 1,0cc, 2,0cc



ThaMa 320

All metal automatic syringe for poultry
This Unique syringe gives you the possibility to inject the vaccine in a small measure with a small syringe All Metal Adjustable.
Adjustable capacity range:
0.1cc up to 1.0cc.

Jeringa automática completamente metálica.

esta jeringa unica prover una posibilidad de inyectar la vacunacion en mediciones skis tables.
Capacidad de ajuste de 0.1-1cc.



ThaMa 405

Automatic all metal, fix dosage syringe for fish
Designed to work in wet environment, with all kinds of vaccines.
2 different pistons measures for each syringe: 0.05cc, 0.1cc.

Automático totalmente metálica, dosis fija jeringa para peces

diseñado para funcionar en ambiente húmedo con todo tipo de vacunas.
2 diferentes medidas de pistón para cada jeringa: 0,05cc, 0,1cc.

